



合同编号:0596-2021-QEO

组织认证证书信息确认书

为保证认证证书准确反映组织实际情况及管理体系特点, 请将组织准确名称、地址、体系覆盖范围等有关信息正式表述如下, 以便打印认证证书时作为依据。

组织名称 (中文): 山东格林凯瑞精密仪器有限公司

(英文): Shandong gelin kairui precision instruments co., ltd.

组织注册地址(中文): 山东省菏泽市高新区万福办事处中华西路 2059 号九为产业园 E7-1

邮编: 274000

(英文): E7-1, Jiuwei Industrial Park, No.2059 Zhonghua West Road, Wanfu Office, High-tech Zone, Heze City, Shandong Province.

☐组织经营地址(中文): 山东省菏泽市高新区万福办事处中华西路 2059 号九为产业园 E7-1

邮编: 274000

(英文): E7-1, Jiuwei Industrial Park, No.2059 Zhonghua West Road, Wanfu Office, High-tech Zone, Heze City, Shandong Province.

☐组织经营地址 1(中文): 邮编:

(英文):

组织机构代码证号 (社会信用号): 91371700MA3MHE8F7C 传真: 05305881966 电话: 17660318252

法人代表: 闫清清 管代/联系人(职务): 王壮壮 组织人数: 52

认证标准: Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018 认证类型: Q:二阶段,E:二阶段,O:二阶段

认证范围:

变更内容: ☐组织名称变更☐地址变更☐认证范围变更 (☐扩大☐缩小)

Q: 水质分析仪器的组装和服务; 实验室仪器仪表、通风柜、实验台、玻璃仪器的销售

E: 水质分析仪器的组装和服务; 实验室仪器仪表、通风柜、实验台、玻璃仪器的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 水质分析仪器的组装和服务; 实验室仪器仪表、通风柜、实验台、玻璃仪器的销售涉及场所的相关职业健康安全管理活动

☐QMS (英文:): Assembly and service of water quality analysis instruments; Sales of laboratory instruments, fume hoods, test benches and glass instruments.

☐EMS (英文:): Assembly and service of water quality analysis instruments; Environmental management activities in places involved in the sales of laboratory instruments, fume hoods, test benches and glass instruments.

☐OHSMS (英文:): Assembly and service of water quality analysis instruments; The sales of laboratory instruments, fume hoods, test benches and glass instruments involve the relevant occupational health and safety management activities in the workplace.



证书类型: ☐ 纸质 ☒ 电子版 (在 ☒ 打√)

自 2021 年 7 月 1 日后发放的证书如需纸质证书, 收取 100 元每证书的费用。

受审核方代表(签字盖章):



组长确认:

日期: 2021.6.20

注:

1、填写本说明并不代表贵单位已通过认证; 2、本说明中填写的管理体系覆盖范围, 应与末次会议上宣布的及审核报告上确认的范围一致; 3、请在申请认证组织名称处加盖公章; 4、组织三个地址一致时只需填写一个, 其余填“同上”, 不同时分别填写; 5、组织需自行提供英文版认证证书信息。6、组织如不能自行提供英文信息的, 中心可协助翻译, 组织需缴纳翻译费 200 元; 7、翻译费用可直接与审核费用一同汇入我中心账户或由审核组长从现场带回。8、电子版认证证书从我机构官网(www.china-isc.org.cn)认证申请专区下载。